

URZĄDZENIA, SPRZĘT I NARZĘDZIA MEDYCZNE ORAZ ORTOPEDYCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-75 5945-02
	Sprzęt medyczny Podstawa pod nosze	Zamiast BN 70/5945 02
		Grupa katalogowa XIV 22

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest podstawa składana pod nosze sanitarne.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Dwie podstawki składane są przeznaczone do ustawienia na nich noszy sanitarnych wg PN-72/Z-78006.

2. OZNACZENIA

PODSTAWA POD NOSZE BN-75/5945-02

3. WYMAGANIA



3.1. Główne wymiary w mm

3.2. Odchyłki głównych wymiarów powinny być zgodne z odchyłkami podanymi w dokumentacji technicznej w twórcy


3.3. Wyszczególnienie głównych części i materiałów

Nr części na rysunku	Nazwa części	Liczba sztuk	Materiał
1	Belka nośna	1	stal St3S wg PN-72/H-84020
2	Noga	4	
3	Stopka	4	
4	Zapadka	2	
5	Pasek	2	materiał i wykonanie wg uzgodnienia z odbiorcą

3.4. Wykonanie Nogi połączone z belką nośną obrotowo za pomocą osi Stopki i zapadki przymo-



BN 75/5945-02



Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Medycznej ORMED
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego dnia 15 marca 1975 r
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 października 1975 r
(Dz Norm i Miar nr 12/1975 poz 42)

cowane do nóg za pomocą nitów umożliwiających ruch obrotowy. Paski przewleczone przez wycięcia w belce nośnej zabezpieczone przed wypadnięciem.

3.5. Wykończenie. Wszystkie ostre krawędzie po winny być zatępione, spoiny - oczyszczone. Części metalowe powinny być pokryte lakierem piecowym, dopuszcza się lakier nitro zgodnie z wymaganiami wg PN-70/Z-06050. Barwa lakieru - khaki.

3.6. Wytrzymałość Podstawka obciążona ciężarem o masie 120 kg nie powinna wykazywać trwałych odkształceń.

3.7. Połączenie ruchome Połączenie nóg z belką nośną oraz stopek z nogami nie powinny wykazywać nadmiernych luzów przy rozstawionej podstawie. Nogi powinny lekko bez nadmiernych luzów wchodzić w wycięcia w belce nośnej. Zapadki nie powinny samoczynnie rozłączać się.

3.8. Cechowanie. Na podstawie, w miejscu oznaczonym na rysunku, powinny być umieszczone w sposób trwały i wyraźny co najmniej następujące znaki:

- a) nazwa lub znak wytwórcy,
- b) numer normy,
- c) rok produkcji (dwie ostatnie cyfry).

3.9. Pozostałe wymagania - wg PN-70/Z-06050

4. PRZECHEWYWANIE I TRANSPORT

Podstawki oczyszczone z pokrytymi częściami obrotowymi cienką warstwą wazeliny technicznej, w stanie złożonym (spięte paskami) należy przechowywać i transportować zgodnie z PN-70/Z-06050, luzem.

5. BADANIA

5.1. Sposób badań Podstawki do badań należy pobierać sposobem wyrwykowym zgodnie z PN-70/Z-06050.

5.2. Rodzaje badań. W celu stwierdzenia zgodności wykonania badanej partii podstawek z wymaganiami normy należy przeprowadzić następujące badania:

- a) oględziny zewnętrzne (3.4, 3.5 i 3.8),
- b) sprawdzenie wymiarów (3.1 i 3.2),
- c) sprawdzenie wytrzymałości (3.6),
- d) sprawdzenie połączeń ruchomych (3.7),
- e) sprawdzenie pozostałych wymagań (3.9).

5.3. Opis badar

5.3.1. Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić nieuzbrojonym okiem.

5.3.2. Sprawdzenie wymiarów zgodnie z PN-70/Z-06050.

5.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości należy przeprowadzić przez podwieszenie na okres 30 min w trzech punktach na uchwytach z pręta okrągłego masy następujących wielkości na końcach podstawki po 30 kg i na środku 60 kg. Po usunięciu obciążenia podstawka nie powinna wykazywać trwałych odkształceń. Rozstawiona podstawka nie powinna chybotać się.

5.3.4. Sprawdzenie połączeń ruchomych należy przeprowadzić przez rozkładanie i składanie podstawki.

5.3.5. Sprawdzenie pozostałych wymagań należy przeprowadzić zgodnie z PN-70/Z-06050.

5.4. Ocena wyników badań zgodnie z PN-70/Z-06050.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej ORMED.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/5945-02

- a) uaktualniono wymagania,
- b) zmieniono konstrukcję.

3. Normy związane

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia Gatunki
PN-70/Z-06050 Sprzęt medyczny Meble oraz urządzenia zabiegowe i pomocnicze Ogólne wymagania i badania
PN-72/Z-78006 Sprzęt medyczny Nosze sanitarne składane