

URZĄDZENIA SPRZĘT I NARZĘDZIA, MEDYCZNE ORAZ ORTOPEDYCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-72
	Sprzęt medyczny Łóżko dla noworodków	5942-01
		Zamiasł BN 64/5942 01
		Grupa katalogowa XIV 22

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest łóżko dla noworodków, stosowane w zakładach służby zdrowia

1.2 Normy związane


PN-65/H-74243 Rury stalowe ze szwem walcowanym lub ciągniętym na zimno

PN-67/H-92323 Stal walcowana Bednarka Wymiary
PN-63/H-93000 Stal konstrukcyjna węglowa i niskostopowa zwykłej jakości Walcownia, pręty i kształtowniki Wymagania i badania techniczne

PN-70/Z-06050 Sprzęt medyczny Meble oraz urządzenia zabiegowe i pomocnicze Ogólne wymagania i badania

2 OZNACZENIE

ŁÓŻKO DLA NOWORODKÓW BN-72/5942-01

3 WYMAGANIA**3.1 Główne wymiary w mm****3.2. Wyszczególnienie części i materiałów**

Nr części na rysunku	Nazwa części	Materiał
1	Szkielet	rura wg PN-65/H-74243
2	Pręt	pręt wg PN-63/H-93000
3	Siatka	bednarka wg PN-67/H-92323
4	Stopka	wg dokumentacji technicznej wytwórcy

3.3 Wykonanie Całość spawana i obrobiona. Pręty wpuszczane w rury szkieletu. Miejsca skrzyżowania bednarek siatki połączone w sposób trwały. Siatka przymocowana do łóżka

3.4 Powłoka ochronna Łóżko pokryte lakierem. Barwa lakieru powinna być uzgodniona z odbiorcą

3.5 Wytrzymałość Siatka powinna zapewniać wytrzymałość na trwałe odkształcenia w warunkach normalnego użytkowania

3.6 Pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-70/Z-06050

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport powinny być zgodne z PN-70/Z-06050 Łóżka należy pakować w klatki drewniane po 1 sztuce

5 BADANIA**5.1 Program badań**

5.1.1 Badania pełne należy przeprowadzić wg PN-70/Z-06050

5.1.2 Badania niepełne W celu sprawdzenia zgodności badanej partii łóżek z wymaganiami nor-

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Medycznej ORMED
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego dnia 15 czerwca 1972 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1973 r.
(Dz Norm i Miar nr 15/1972 poz 32)

my należy sprawdzić każde łóżko na zgodność z
PN-70/Z-06050

25 kg na trzy doby. Po zdjęciu obciążenia łóżko
nie powinno wykazywać odkształceń.

5.2 Sprawdzenie wytrzymałości Łóżko należy
obciążyć równomiernie rozłożonym ciężarem o masie

5.3 Pozostałe badania powinny być zgodne z
PN-70/Z-06050.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/5942-01

Istotne zmiany w stosunku do BN-64/5942-01

- zmieniono konstrukcję łóżka.