

WYROBY KOSMETYCZNE I PERFUMERYJNE	NORMA BRANŻOWA	BN-74
	Pasty do zębów Oznaczanie stabilności	6146-01
		Arkusz 04
		Grupa katalogowa XIV 16

1. Zasada metody. Oznaczanie stabilności polega na klimatyzowaniu tub z pastą jednej w temperaturze -10°C , drugiej w temperaturze 35°C oraz sprawdzeniu czy nie uległy zmianie.

2. Wykonanie oznaczania. Jedną tubę pasty do zębów umieścić na 5 godz w temperaturze -10°C , drugą na 72 godz w temperaturze 35°C . Po wymienionych okresach klimatyzowania próbek, umieścić je na 6 godz w temperaturze 20°C , po czym wycisnąć na papier słupki pasty odrzucając pierwsze 0,5 cm. Następnie przeprowadzić oględziny słupków zwracając uwagę czy badana pasta nie wydziela płynu bądź nie wykazuje innych objawów rozkładu.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarczej "Pollena".

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-59/C-77017 p. 4.3.

- a) zmieniono liczbę godz trzymywania oziębionych tub w temperaturze 20°C z 24 godz na 6 godz,
- b) wprowadzono badania w podwyższonej temperaturze do 35°C .

Dotychczas obowiązująca PN-59/C-77017 zostaje unieważniona w zakresie p. 4.3 z dniem 1 października 1974 r.

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej POLLENA dnia 28 lutego 1974 r.
jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 października 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1974 poz. 57)